



# SURGICAL SUTURES



# Non-resorbable surgical sutures



CE  
0373

## ASSUSILK®

🇮🇹 SETA

🇬🇧 SILK

**ASSUT EUROPE**  
SUTURE CHIRURGICHE   
More than surgery

🇮🇹 Molecola  
Tipo di filo  
Colore

**Seta** Assusilk viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400.  
Sutura naturale non assorbibile intrecciata e rivestita di silicone o non trattata per la seta vergine.  
Nero (Logwood Black C.I. 75290 / Black C.I. 53185)

DIMENSIONE	FORMA	SEZIONE	USP	CM	CODICE	CONFEZ.
17,4mm	1/2 Cerchio	⊙ Cilindrico	5/0	75	KX 374	36 Pz.
17,4mm	1/2 Cerchio	⊙ Cilindrico	4/0	75	KW 375	36 Pz.
17,4mm	1/2 Cerchio	⊙ Cilindrico	3/0	75	KV 373	36 Pz.
21,8mm	1/2 Cerchio	⊙ Cilindrico	4/0	75	KW 371	36 Pz.
21,8mm	1/2 Cerchio	⊙ Cilindrico	3/0	75	KV 389	36 Pz.
17,4mm	1/2 Cerchio	⊙ Taper Cutting	5/0	75	KX 758	36 Pz.
17,4mm	1/2 Cerchio	⊙ Taper Cutting	4/0	75	KW 762	36 Pz.
17,4mm	1/2 Cerchio	⊙ Taper Cutting	3/0	75	KV 818	36 Pz.
17,0mm	3/8 Cerchio	⊙ Taper Cutting	4/0	75	KW 760	36 Pz.
25,9mm	1/2 Cerchio	⊙ Taper Cutting	2/0	75	KU 772	36 Pz.
16,2mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	5/0	75	KX 499	36 Pz.
16,2mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	4/0	75	KW 500	36 Pz.
12,5mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	3/0	75	KV 528	36 Pz.
12,5mm	1/2 Cerchio	▼ Triangolare	6/0	75	KW 515	36 Pz.
12,5mm	1/2 Cerchio	▼ Triangolare	5/0	75	KV 516	36 Pz.
12,5mm	1/2 Cerchio	▼ Triangolare	4/0	75	KU 530	36 Pz.

# Non-resorbable surgical sutures



CE  
0373

## ASTRALEN®

**ASSUT EUROPE**  
SUTURE CHIRURGICHE  
More than surgery


🇮🇹 POLIESTERE INTRECCIATO E RIVESTITO DI SILICONE  
🇬🇧 SILICON COATED BRAIDED POLYESTER

🇮🇹 Molecola  
Tipo di filo  
Colore

**Poliestere** intrecciato e rivestito di silicone  
Sutura sintetica non assorbibile intrecciata e rivestita in silicone  
Verde (green D&C n. 6 C.I. 61565) o non colorato

DIMENSIONE	FORMA	SEZIONE	USP	CM	CODICE	CONFEZ.
17,4mm	1/2 Cerchio	⊙ Cilindrico	4/0	75	QW 375	36 Pz.
17,4mm	1/2 Cerchio	⊙ Cilindrico	3/0	75	QV 373	36 Pz.
21,8mm	1/2 Cerchio	⊙ Cilindrico	3/0	75	QV 389	36 Pz.
13,0mm	3/8 Cerchio	⊙ Cilindrico	5/0	75	QX 825	36 Pz.
17,0mm	3/8 Cerchio	⊙ Cilindrico	4/0	75	QW 362	36 Pz.
17,4mm	1/2 Cerchio	⊙ Taper Cutting	5/0	75	QX 758	36 Pz.
17,4mm	1/2 Cerchio	⊙ Taper Cutting	4/0	75	QW 762	36 Pz.
17,4mm	1/2 Cerchio	⊙ Taper Cutting	3/0	75	QV 818	36 Pz.
13,1mm	3/8 Cerchio	⊙ Taper Cutting	5/0	75	QX 757	36 Pz.
17,0mm	3/8 Cerchio	⊙ Taper Cutting	4/0	75	QW 760	36 Pz.
16,2mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	5/0	75	QX 499	36 Pz.
18,7mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	4/0	75	QW 515	36 Pz.
18,7mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	3/0	75	QV 516	36 Pz.

# Non-resorbable surgical sutures



CE  
0373

## ASSUMID®

**ASSUT EUROPE**  
SUTURE CHIRURGICHE  
More than surgery

🇮🇹 POLIAMMIDE MULTIFILAMENTO CON GUAINA ESTERNA

🇬🇧 BRAIDED POLYAMIDE-COATED MULTIFILAMENT

🇮🇹 Molecola  
Tipo di filo  
Colore

Poliammide 6 o poliammide 6,6  
Sutura sintetica non assorbibile pseudo-monofilamento.  
Bianco (C.I. 77891).

DIMENSIONE	FORMA	SEZIONE	USP	CM	CODICE	CONFEZ.
12,5mm	1/2 Cerchio	⊙ Cilindrico	4/0	45	IW 367	36 Pz.
18,0mm	1/2 Cerchio	⊙ Cilindrico	4/0	75	IW 375	36 Pz.
12,0mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	5/0	45	IX 503	36 Pz.
13,1mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	4/0	45	IW 518 AH	12 Pz.
16,2mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	4/0	45	IW 500 AH	36 Pz.
18,7mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	5/0	45	IX 517	36 Pz.
18,7mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	4/0	45	IW 515	36 Pz.
18,7mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	3/0	45	IV 516	36 Pz.
18,7mm	3/8 Cerchio	⊖ Taper Cutting	5/0	45	IX 505 AQ	36 Pz.
18,7mm	3/8 Cerchio	⊖ Taper Cutting	4/0	45	IW 760 AH	36 Pz.

## Aghi • Needles



AGHI CILINDRICI  
TAPER POINT NEEDLES

- 🇮🇹 Aghi a corpo rotondo e punta affusolata. La parte centrale è appiattita per facilitarne la presa sul porta aghi.
- 🇬🇧 Round taper needles with a flat area in the middle section to have an easy grip with the needle holder.



TAPER-CUTTING  
TAPER-CUTTING

- 🇮🇹 Aghi a corpo cilindrico e punta tagliente.
- 🇬🇧 Taper needles with cutting point.



AGHI TRIANGOLARI  
CUTTING EDGE NEEDLES


- 🇮🇹 Aghi a corpo triangolare con lato esterno tagliente.
- 🇬🇧 Triangular needles with external cutting edge.



AGHI TRIANGOLARI A PUNTA DI PRECISIONE  
PRECISION POINT CUTTING EDGE NEEDLES

- 🇮🇹 Aghi a corpo triangolare, con lato esterno tagliente, affilati a mano con punta estremamente precisa e penetrante.
- 🇬🇧 Triangular needles with external cutting edge, hand sharpened and extremely penetrating point.

# Non-resorbable surgical sutures



CE  
0373

## ASSUNYL®

**ASSUT EUROPE**  
SUTURE CHIRURGICHE  
More than surgery


🇮🇹 POLIAMMIDE MONOFILAMENTO INCOLORE  
🇬🇧 POLYAMIDE UNDYED MONOFILAMENT

🇮🇹 Molecola  
Tipo di filo  
Colore

**Poliammide 6 o Poliammide 6.6**  
Sutura sintetica non riassorbibile monofilamento  
Grigio Scuro

DIMENSIONE	FORMA	SEZIONE	USP	CM	CODICE	CONFEZ.
13,1mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	6/0	45	YY 485	36 Pz.
13,1mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	5/0	45	YX 503	36 Pz.
13,1mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	4/0	45	YW 035	36 Pz.
16,2mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	5/0	45	YX 499	36 Pz.
16,2mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	4/0	45	YW 500	36 Pz.
18,7mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	4/0	45	YW 515	36 Pz.


**REVERSE CUTTING**  
DS-SCHNEIDENDE NADEL




**STRAIGHT CUTTING**  
GS-SCHNEIDENDE NADEL - GERADE




**EXTRA CUTTING**  
DSMP-SCHNEIDENDE RUNDKÖRPER NADEL




**ROUND BODIED**  
HR-RUNDKÖRPER NADEL




**ROUND BODIED - STRAIGHT**  
GR-RUNDKÖRPER NADEL - GERADE



**DIAMOND POINT**  
HRT-SCHNEIDENDE RUNDKÖRPER NADEL



# Non-resorbable surgical sutures



CE  
0373

## ASSUPRO®

**ASSUT EUROPE**  
SUTURE CHIRURGICHE  
More than surgery

🇮🇹 POLIPROPILENE MONOFILAMENTO

🇬🇧 POLYPROPYLENE MONOFILAMENT

🇮🇹 Molecola  
Tipo di filo  
Colore

**Polipropilene**  
Sutura sintetica non assorbibile monofilamento  
Blu (C.I. 74160 ftalocianina)

DIMENSIONE	FORMA	SEZIONE	USP	CM	CODICE	CONFEZ.
13,0mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	6/0	45	PY 485	36 Pz.
13,0mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	5/0	45	PX 503	36 Pz.
13,0mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	4/0	45	PW 518 AH	36 Pz.
16,2mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	6/0	45	PY 498	36 Pz.
16,2mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	5/0	45	PX 499	36 Pz.
11,2mm	3/8 Cerchio	▽ Triangol. P.P.	6/0	45	PY 484	36 Pz.
12,9mm	3/8 Cerchio	▽ Triangol. P.P.	5/0	45	PX 489	36 Pz.

## Aghi • Needles

### ○ AGHI CILINDRICI TAPER POINT NEEDLES

🇮🇹 Aghi a corpo rotondo e punta affusolata. La parte centrale è appiattita per facilitarne la presa sul porta aghi.

🇬🇧 Round taper needles with a flat area in the middle section to have an easy grip with the needle holder.

### ▼ TAPER-CUTTING TAPER-CUTTING

🇮🇹 Aghi a corpo cilindrico e punta tagliente.

🇬🇧 Taper needles with cutting point.

### ▼ AGHI TRIANGOLARI CUTTING EDGE NEEDLES

🇮🇹 Aghi a corpo triangolare con lato esterno tagliente.

🇬🇧 Triangular needles with external cutting edge.

### ▽ AGHI TRIANGOLARI A PUNTA DI PRECISIONE PRECISION POINT CUTTING EDGE NEEDLES

🇮🇹 Aghi a corpo triangolare, con lato esterno tagliente, affilati a mano con punta estremamente precisa e penetrante.



🇬🇧 Triangular needles with external cutting edge, hand sharpened and extremely penetrating point.

# Non-resorbable surgical sutures



CE  
0653

## PROFIMED®

 MONOFILAMENTO INCOLORE IN PTFE  
 PTFE UNDYED MONOFILAMENT

  
 MEDICAL SUPPLIES

 Molecola  
 Tipo di filo  
 Colore

**Poli-tetra-fluoro-etilene**  
 Sutura sintetica non assorbibile monofilamento  
 Bianco

DIMENSIONE	FORMA	SEZIONE	USP	CM	CODICE	CONFEZ.
16,0mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	6/0	45	PR 620	24 Pz.
16,0mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	5/0	45	PR 621	24 Pz.
16,0mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	4/0	45	PR 622	24 Pz.
16,0mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	5/0	75	PR 621-4	24 Pz.
12,0mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	6/0	45	PR 610	24 Pz.
12,0mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	5/0	45	PR 611	24 Pz.
17,0mm	1/2 Cerchio	⊙ Taper Cutting	5/0	45	PR 121 T	24 Pz.


**REVERSE CUTTING**  
DS-SCHNEIDENDE NADEL




**STRAIGHT CUTTING**  
GS-SCHNEIDENDE NADEL - GERADE




**EXTRA CUTTING**  
DSMP-SCHNEIDENDE RUNDKÖRPER NADEL




**ROUND BODIED**  
HR-RUNDKÖRPER NADEL



**ROUND BODIED - STRAIGHT**  
GR-RUNDKÖRPER NADEL - GERADE



**DIAMOND POINT**  
HRT-SCHNEIDENDE RUNDKÖRPER NADEL



# Resorbable surgical sutures



CE  
0373

## ASSUFIL®

**ASSUT EUROPE**  
SUTURE CHIRURGICHE   
More than surgery

 SUTURA SINTETICA INTRECCIATA E RIVESTITA A MEDIO ASSORBIMENTO (60 - 90 GIORNI)  
 BRAIDED AND COATED SYNTHETIC SUTURE MID TERM ABSORPTION (60 - 90 DAYS)

 Molecola  
Tipo di filo  
Colore

Resistenza tensile  
Assorbimento

### Polimero di acido glicolico

Sutura sintetica assorbibile intrecciata e rivestita.  
Viola (D&C Violet n.2=C.I. 60725) o non colorato.

Dopo 7 gg dall'impianto permane ~ il 90% della resistenza tensile, dopo 14 gg ~ il 75%, dopo 21 gg ~ il 50%, dopo 28 gg ~ il 30%.  
Completo entro 60-90 giorni dall'impianto.

DIMENSIONE	FORMA	SEZIONE	USP	CM	CODICE	CONFEZ.
17,4mm	1/2 Cerchio	⊙ Cilindrico	5/0	70	FX 374	36 Pz.
17,4mm	1/2 Cerchio	⊙ Cilindrico	4/0	70	FW 375	36 Pz.
20,0mm	1/2 Cerchio	⊙ Cilindrico	5/0	70	FX 384	36 Pz.
20,0mm	1/2 Cerchio	⊙ Cilindrico	4/0	70	FW 381	36 Pz.
13,1mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	6/0	45	FY 485	36 Pz.
13,1mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	5/0	45	FX 503	36 Pz.
13,1mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	4/0	45	FW 518	36 Pz.
16,2mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	5/0	45	FX 499	36 Pz.
16,2mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	4/0	45	FW 500	36 Pz.
16,2mm	3/8 Cerchio	▼ Triangolare	3/0	45	FV 528	36 Pz.
17,4mm	1/2 Cerchio	⊙ Taper Cutting	4/0	70	FW 762	36 Pz.
17,4mm	1/2 Cerchio	⊙ Taper Cutting	3/0	70	FV 818	36 Pz.



# Resorbable surgical sutures



CE  
0373

## ASSUFIL® FAST

**ASSUT EUROPE**  
SUTURE CHIRURGICHE   
More than surgery

-  SUTURA SINTETICA INTRECCIATA E RIVESTITA A RAPIDO ASSORBIMENTO (42 GIORNI)
-  BRAIDED AND COATED SYNTHETIC SUTURE SHORT TERM ABSORPTION (42 DAYS)


-  Molecola
- Tipo di filo
- Colore

Resistenza tensile  
Assorbimento

### Polimero di acido glicolico

Sutura sintetica assorbibile intrecciata e rivestita a rapido assorbimento.  
Non colorato.



Dopo 7 giorni dall'impianto permane ~ il 50% e risulta praticamente nulla dopo il 14° giorno.  
Completo entro 42 giorni dall'impianto.

DIMENSIONE	FORMA	SEZIONE	USP	CM	CODICE	CONFEZ.
17,4mm	1/2 Cerchio	 Cilindrico	5/0	75	FX 374 R	36 Pz.
17,4mm	1/2 Cerchio	 Cilindrico	4/0	75	FW 375 R	36 Pz.
21,8mm	1/2 Cerchio	 Cilindrico	3/0	75	FV 389 R	36 Pz.
11,2mm	3/8 Cerchio	 Triangol. P.P.	6/0	45	FY 484 R	36 Pz.
11,2mm	3/8 Cerchio	 Triangol. P.P.	5/0	45	FX 487 R	36 Pz.
12,9mm	3/8 Cerchio	 Triangol. P.P.	4/0	45	FW 492 R	36 Pz.
17,4mm	3/8 Cerchio	 Taper Cutting	4/0	75	FW 760 R	36 Pz.
17,4mm	3/8 Cerchio	 Taper Cutting	3/0	75	FV 766 R	36 Pz.

## Aghi • Needles





### AGHI CILINDRICI TAPER POINT NEEDLES

-  Aghi a corpo rotondo e punta affusolata. La parte centrale è appiattita per facilitarne la presa sul porta aghi.
-  Round taper needles with a flat area in the middle section to have an easy grip with the needle holder.




### TAPER-CUTTING TAPER-CUTTING

-  Aghi a corpo cilindrico e punta tagliente.
-  Taper needles with cutting point.





### AGHI TRIANGOLARI CUTTING EDGE NEEDLES


-  Aghi a corpo triangolare con lato esterno tagliente.
-  Triangular needles with external cutting edge.



### AGHI TRIANGOLARI A PUNTA DI PRECISIONE PRECISION POINT CUTTING EDGE NEEDLES

-  Aghi a corpo triangolare, con lato esterno tagliente, affilati a mano con punta estremamente precisa e penetrante.
-  Triangular needles with external cutting edge, hand sharpened and extremely penetrating point.

# Resorbable surgical sutures



CE  
0373

## MONOFIL<sup>®</sup>

**ASSUT EUROPE**  
SUTURE CHIRURGICHE  
More than surgery

🇮🇹 SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO A MEDIO ASSORBIMENTO (90 - 120 GIORNI)  
🇬🇧 SYNTHETIC MONOFILAMENT SUTURE MID TERM ABSORPTION (90 - 120 DAYS)

🇮🇹 **Molecola**  
Tipo di filo  
Colore

Resistenza tensile  
Assorbimento

**Poli (glicolide-co-ε-caprolattone)**

Sutura sintetica monofilamento a medio assorbimento.  
Viola (D&C Violet n.2=C.I. 60725) o non colorato.

Dopo 7 giorni dall'impianto permane ~ il 50%, dopo 14 giorni permane ~ il 20%.  
Completo entro 90 -120 giorni dall'impianto.

DIMENSIONE	FORMA	SEZIONE	USP	CM	CODICE	CONFEZ.
17,4mm	1/2 Cerchio	⊙ Cilindrico	5/0	70	FX 374 FW	36 Pz.
17,4mm	1/2 Cerchio	⊙ Cilindrico	4/0	70	FW 375 FW	36 Pz.
17,4mm	1/2 Cerchio	⊙ Cilindrico	3/0	70	FV 373 FW	36 Pz.
12,9mm	3/8 Cerchio	▽ Triangol. P.P.	4/0	45	FW 492 FW	36 Pz.
18,7mm	3/8 Cerchio	▽ Triangol. P.P.	3/0	45	FV 526 FW	36 Pz.
17,4mm	3/8 Cerchio	⊖ Taper Cutting	4/0	45	FW760FWAH	36 Pz.
17,4mm	3/8 Cerchio	⊖ Taper Cutting	3/0	45	FV766FWAH	36 Pz.


**REVERSE CUTTING**  
DS-SCHNEIDENDE NADEL




**STRAIGHT CUTTING**  
GS-SCHNEIDENDE NADEL - GERADE




**EXTRA CUTTING**  
DSMP-SCHNEIDENDE RUNDKÖRPER NADEL




**ROUND BODIED**  
HR-RUNDKÖRPER NADEL




**ROUND BODIED - STRAIGHT**  
GR-RUNDKÖRPER NADEL - GERADE



**DIAMOND POINT**  
HRT-SCHNEIDENDE RUNDKÖRPER NADEL



# Resorbable surgical sutures



CE  
0373

## MONOFIL<sup>®</sup> FAST

**ASSUT EUROPE**  
SUTURE CHIRURGICHE   
More than surgery

-  SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO A RAPIDO ASSORBIMENTO (50-60 GIORNI)
-  SYNTHETIC MONOFILAMENT SUTURE SHORT TERM ABSORPTION (50-60 DAYS)

 Molecola  
Tipo di filo  
Colore

Resistenza tensile

Assorbimento

**Poli (glicolide-co-ε-caprolattone)** Monofil Fast viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400. Sutura sintetica assorbibile monofilamento a rapido assorbimento. Non colorato.



Dopo 5 giorni dall'impianto permane ~ il 48-55% della resistenza tensile, dopo 10 giorni ~ il 25% della resistenza tensile, dopo 20 giorni ~ il 2% della resistenza tensile. Completo entro 50-60 giorni dall'impianto.

DIMENSIONE	FORMA	SEZIONE	USP	CM	CODICE	CONFEZ.
17,4mm	1/2 Cerchio	 Cilindrico	4/0	75	FW 375 Q	36 Pz.
21,8mm	1/2 Cerchio	 Cilindrico	3/0	45	FV 389 Q	36 Pz.
18,7mm	3/8 Cerchio	 Triangol. P.P.	5/0	45	FX 505 Q	36 Pz.
18,7mm	3/8 Cerchio	 Triangol. P.P.	4/0	75	FW 812 Q	36 Pz.
18,7mm	3/8 Cerchio	 Triangol. P.P.	3/0	75	FV 526 Q	36 Pz.
18,7mm	3/8 Cerchio	 Triangolare	4/0	75	FW 515 Q	36 Pz.
18,7mm	3/8 Cerchio	 Triangolare	3/0	75	FV 516 Q	36 Pz.

### Aghi • Needles





AGHI CILINDRICI  
TAPER POINT NEEDLES

-  Aghi a corpo rotondo e punta affusolata. La parte centrale è appiattita per facilitarne la presa sul porta aghi.
-  Round taper needles with a flat area in the middle section to have an easy grip with the needle holder.




TAPER-CUTTING  
TAPER-CUTTING

-  Aghi a corpo cilindrico e punta tagliente.
-  Taper needles with cutting point.






AGHI TRIANGOLARI  
CUTTING EDGE NEEDLES

-  Aghi a corpo triangolare con lato esterno tagliente.
-  Triangular needles with external cutting edge.



AGHI TRIANGOLARI A PUNTA DI PRECISIONE  
PRECISION POINT CUTTING EDGE NEEDLES

-  Aghi a corpo triangolare, con lato esterno tagliente, affilati a mano con punta estremamente precisa e penetrante.
-  Triangular needles with external cutting edge, hand sharpened and extremely penetrating point.



**Ing. Carlo Alberto Issoglio & C. S.r.l.**

Via F.lli Di Dio, 68 - 28887 Omegna (VB)

**ITALY**

Tel. +39.0323.828.004 - info@resista.it

14, Rue Emile Guillaumin - 03430 Villefranche d'Allier

**FRANCE**

Tel +33.04.70.02.03.03 - issoglio@free.fr

230, Log Bt A1 Shaoula - 16000 Alger

**ALGERIE**

Tel. +213.61.51.11.83 - amirdz@resista.it

136A, Strada Mihail Sebastian - Bucuresti, Sector 5

**ROMANIA**

Tel. +(40) 768.977.118 - office@resista.ro

[www.resista.it](http://www.resista.it)



**Ing. C. A. Issoglio & C. S.r.l.**

Via F.lli Di Dio, 68 - 28887 Omegna (VB) - ITALIA

Tel. +39.0323.828.004 - Fax +39.0323.828.914

[www.resista.it](http://www.resista.it) - [info@resista.it](mailto:info@resista.it)